


MATELAS THÉRAPEUTIQUE À RÉGLAGE AUTOMATIQUE

ESCARRES DE STADE I À IV

POIDS JUSQU'À 200 KG

24 CELLULES FINES
90X 200 CM - HAUTEUR 15 CM
Brevet Européen 2 341 883



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATELAS

- Matelas thérapeutique à réglage automatique
- Matelas adaptable sur tout type de lit hospitalier
- Hauteur d'air thérapeutique : 15 cm
- 24 cellules fines (EP 2 341 883).
- **Housse** perméable à l'air, imperméable aux liquides, réduit le risque de macération
- **Housse** extensible dans les deux sens afin d'éviter le frottement et le cisaillement
- Embase de maintien ultra résistante.
- 4 zones de 6 cellules comprenant 4 capteurs de pression intégrés dans le compresseur
- Commande réanimation cardio-pulmonaire : dégonflage en moins de 10 secondes
- Poids maximum du patient : 200 kg
- **Lutte contre les infections nosocomiales** : Lavage du matelas en machine à laver (intérieur et extérieur du matelas)
- **Le matelas Ascalis ne contient pas de mousse** ce qui permet une décontamination et une désinfection intégrale du matelas en machine à laver. (La mousse loge durablement les bactéries dans ses alvéoles. Impossible à désinfecter, la mousse devient à terme un véritable champ de culture bactérien – c'est pourquoi Ascalis n'utilise pas de mousse pour la conception du matelas).

COMPRESSEUR

- **Taille du compresseur** : longueur 34 cm, hauteur 24 cm, profondeur 18 cm.
- **Poids du compresseur** : 3,8 kg.
- **Compresseur très silencieux.**
- **Alarme** sonore et visuelle.
- **Filtre à air** intégré dans le compresseur.

Intégralement lavable en machine à laver

- Les matelas Ascalis sont conçus pour être intégralement lavés et désinfectés en machine à laver à 60°C pour une hygiène impeccable.
- Il est recommandé de laver le matelas et sa housse intégralement en machine, autant que nécessaire, pour ne pas subir d'odeurs nauséabondes ou pestilentielles qui peuvent à la longue survenir et être liées à la macération du patient, ou à une incontinence urinaire.
- Lavage en machine : réduit le risque de maladies nosocomiales et permet une hygiène impeccable.

Economie circulaire : favorise le Zéro Déchet

- Surmatelas lavable en machine
- Réparabilité matelas : 10 ans
- Compresseurs et matelas faciles à utiliser et à maintenir
- Maintenance permettant une économie circulaire et favorisant le zéro déchet.