

MATELAS THÉRAPEUTIQUE À RÉGLAGE AUTOMATIQUE


ESCARRES DE STADE I À IV

POIDS JUSQU'À 140 KG

18 CELLULES CYLINDRIQUES

90 X 200 CM - HAUTEUR 15 CM

Brevet Européen 2 341 883



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATELAS

- **Matelas adaptable** sur tout type de lit hospitalier.
- **Taille du matelas** : 90 cm x 200 cm x 15 cm (haut.)
- **18 cellules cylindriques**
- **Housse** perméable à l'air, imperméable aux liquides, perméable à la vapeur et extensible dans les deux sens afin d'éviter le cisaillement.
- **Embase** ultra résistante.
- **Mode transport** du patient : autonomie 8 heures.
- **Mode soins** : pression maximale permettant les soins et le transfert du patient.
- **Commande réanimation cardio-pulmonaire** : dégonflage en moins de 10 secondes.
- **Poids maximum du patient** : 140 kg.
Lutte contre les infections nosocomiales : Lavage en machine à laver (intérieur et extérieur du matelas).
- **Mode dynamique** : Le matelas Ascalis Prophyllaxis® soulage la pression de contact en gonflant et en dégonflant alternativement les cellules selon un cycle de 10 minutes.
Il permet, grâce à ses 576 changements journaliers de pression, la stimulation de la circulation cutanée et l'amélioration de l'apport nutritif en oxygène.
- **Mode statique** : Ce mode garantit, de manière constante, une faible pression de contact, tout en maintenant une surface stable pour les patients devant conserver une position immobile et lors de certains soins spécifiques.
- **SystemAuto-multi-capteurs** : réglage automatique sans intervention extérieure.
- **AMS® System** : Anti-Mousse-System : La mousse loge durablement les bactéries dans ses alvéoles. Impossible à désinfecter, la mousse devient à terme un véritable champ de culture bactérien.
Le matelas Ascalis Prophyllaxis® ne contient aucune partie en mousse, ce qui permet un lavage intérieur et extérieur, intégral et automatisé en machine à laver.

COMPRESSEUR

- **Taille du compresseur** : longueur 34 cm, hauteur 24 cm, profondeur 18 cm.
- **Poids du compresseur** : 3,8 kg.
- **Compresseur très silencieux.**
- **Alarme** sonore et visuelle.
- **Filtre à air** intégré dans le compresseur.

Intégralement lavable en machine à laver

- Les matelas Ascalis sont conçus pour être intégralement lavés et désinfectés en machine à laver à 60°C pour une hygiène impeccable.
- Il est recommandé de laver le matelas et sa housse intégralement en machine, autant que nécessaire, pour ne pas subir d'odeurs nauséabondes ou pestilentielles qui peuvent à la longue survenir et être liées à la macération du patient, ou à une incontinence urinaire.
- Lavage en machine : réduit le risque de maladies nosocomiales et permet une hygiène impeccable.

Economie circulaire : favorise le Zéro Déchet

- Matelas lavable en machine
- Réparabilité matelas : 10 ans
- Compresseurs et matelas faciles à utiliser et à maintenir
- Maintenance permettant une économie circulaire et favorisant le zéro déchet.